

## Agitateurs

### Agitateurs magnétiques chauffants

#### Spécifications

- Les agitateurs chauffants FROILABO répondent parfaitement aux besoins des laboratoires. Leur puissance, leur robustesse ainsi que leur design, en font des appareils qui vous permettront de travailler en confiance et en toute sécurité.



Caractéristiques standard (tous modèles):

- Voyant « HOT » indique que la plaque est chaude >60°C, évite les brûlures accidentelles.
- Démarrage progressif de l'agitation.
- Design « anti éclaboussure » pour une sécurité accrue de l'utilisateur.
- Collerette en Alu, permet le nettoyage de la plaque en cas de débordement sans risque de brûlure.
- Aimant très puissant, permet une agitation homogène et un maintien parfait du barreau.
- Vitesse réglable de 100 à 1500 trs/min.
- Garantie 3 ans.

Caractéristiques spécifiques au modèle Digital:

- Réglage précis de la température (+/- 1°C).
- Réglage précis de l'agitation (+/-1 tr/min).
- Affichage simultanée de la température de consigne et de la température réelle de la plaque.
- Affichage simultanée de la vitesse de consigne et de la vitesse réelle.
- Fonction TIMER pour le chauffage, l'agitation ou les 2 en même temps.
- Bouton « coup de poing » pour un arrêt immédiat de l'agitation en cas de déplacement du contenant ou de « décrochage » du barreau.

Caractéristiques spécifiques au modèle 300-4S:

- 4 zones d'agitations sur la plaques pour agiter jusqu'à 4 contenants différents.

Qu'est-ce que le FACT:

- FACT: "FROILABO ADVANCED COATED TECHNOLOGY", il s'agit d'une plaque métallique, sur laquelle on vient déposer une fine couche de céramique. Le « FACT » permet donc de garder les avantages du métal : vitesse de chauffe rapide, homogénéité de température sur toute la plaque et résistance mécanique, tout en ayant la résistance chimique et la facilité de nettoyage d'une céramique.

Référence	Control	Revêtement plaque	Dimensions plaque	Max. température	Vitesse (rpm)	Vol max (l)	Dimensions ext. (lxpxh) mm
EM130	thermostatic	Aluminum	130 dia.	370	100-1500	5	173x281x101
EC130	thermostatic	FACT ceramique	130dia.	450	100-1500	5	173x281x101
EM180	thermostatic	Aluminum	180x180	370	100-1500	10	217x352x100
DM180	Digital	Aluminum	180x180	370	100-1500	10	217x352x100
EC180	thermostatic	FACT ceramique	180x180	450	100-1500	10	217x352x100
DC180	Digital	FACT ceramique	180x180	450	100-1500	10	217x352x100
EM300/EM300-4S	thermostatic	Aluminum	300x300	370	100-1500	15	347x566x149
DM300/DM300-4S	Digital	Aluminum	300x300	370	100-1500	15	347x566x149
EC300/EC300-4S	thermostatic	FACT ceramique	300x300	420	100-1500	15	347x566x149
DC300/DC300-4S	Digital	FACT ceramique	300x300	420	100-1500	15	347x566x149

## QUI SOMMES-NOUS ?

Crée à Lyon en 1918 à la demande des laboratoires pharmaceutiques qui se développent alors dans la région lyonnaise et qui recherchent du matériel de préparation d'échantillons...

## LE SAV

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00  
Le vendredi de 8h00 à 16h00

## CONTACTEZ NOTRE SAV

01 60 95 15 70

## NOUS CONTACTER

Froilabo

Lyon - 5 avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu

Tél : +33 (0) 4 78 04 75 75 - Fax : +33 (0) 4 78 93 08

24

Paris - 35 boulevard Beaubourg 77184 Emerainville

Tél : +33 (0) 1 60 95 15 65 - Fax : +33 (0) 1 60 37 41

78

[Plan du site](#) - [Mentions légales](#)